

- ✓ 臭い
- ✓ 花粉
- ✓ ウイルス対策

これ1台!

これで8畳用!^{注1)}

静音・省電力^{注2)}

交換品なし!

消臭力^{注2)}
3倍



日本製

注1) 当社基準 注2) 旧モデル(ブルーデオS型MC-S101)との比較

光除菌(図形)は株式会社フジコーの登録商標です。

安心して
お使いいただけます。

オゾン イオン
次亜塩素酸
放出ゼロ。
光除菌が元から分解・除去!



製品仕様

型名	MC-S201		
商品名	ブルーデオS型		
推奨床面積*1	8畳(当社基準)		
電源	家庭用交流100V(50~60Hz共有)		
運転モード	弱	標準	ターボ
風量(m ³ /min)	0.10	0.24	0.70
消費電力(W)	6.4	6.9	12.5
電気代目安(24時間*2)	約4.8円	約5.1円	約9.3円
運転音(db)	21	26	46
外形寸法	幅187×奥行145×高さ268/mm(約)		
本体重量	約1.3kg(ACアダプター除く)		
付属品	ACアダプター / コード長 1.5m(約)		
カラー	白		
生産国	日本		

*1: 当社基準にて、製品を強運転(ターボ運転)した際、浮遊菌を24時間以内に99%以上除去できる床面積の目安です。

*2: 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [2022年7月改定] で計算しています。



販売店

※ 本製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
 ※ 本製品は医療機器ではありません。
 ※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ※ カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で異なることがあります。

JANコード
 ブルーデオS型 (型名:MC-S201) 4562352860740
 集塵フィルター (型名:MC-S2PF01) 4562352861044



■ お問い合わせ先: ☎ 0120-80-2450 月~金 / 9:00~17:00 土・日・祝日、年末年始を除く

販売元 / 株式会社マスクフジコー 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目5番18号 ランドスペース馬借2F
 製造元 / 株式会社フジコー 若松響工場 福岡県北九州市若松区響町1丁目110-5
 2023年7月1日現在

詳細はこちら

光除菌 ブルーデオS型

NEW



これで8畳用!
コンパクトなのに強力!^{注1)}
どこでも簡単設置

静音・省電力^{注2)}
寝室・書斎など、
2台目としてもピッタリ!

交換品なし!
フィルターは簡単なお手入れで
繰り返し使える!

注1): 当社基準 注2): 旧モデル(ブルーデオS型MC-S101)との比較

■3段階のフィルター構成で効率良く消臭・除菌

プレフィルター 大きなゴミ・ホコリ等を除去します。

集塵フィルター 小さなゴミ・ホコリ等を除去します。

光除菌フィルターユニット 菌・ウイルス・アレル物質・VOC・臭いの元ガス等を分解・除去します。

紫外線LED


■ワンボタンの簡単操作

ひとつのボタンで電源ON/OFFおよび風量切替ができます。

ブルーイルミネーションのON/OFFも可能

■アセトアルデヒド消臭試験


当該物質は臭い試験の代表的なガスです。体臭や口臭等に含まれます。



試験機関：株式会社フジコー 技術開発センター
試験方法：0.5m³空間内でブルーデオS101とブルーデオS201を標準モードで稼働
初期濃度：アセトアルデヒド25ppm(悪臭防止法基準の500倍)
測定濃度：INNOVA光音響マルチガスモニタ

■アレル物質除去試験(花粉・ダニ)

花粉、ダニアレルゲンは、アレルギー症状の大きな因子と言われています。



試験機関：ニチニチ製薬株式会社
試験方法：約600ng/mLに調整したアレルゲン溶液を4mL加え
フィルター(□50mm)にしみ込ませELISAで濃度を測定した。
注) グラフはニチニチ製薬株式会社の測定結果を基に株式会社フジコーが作成

ブルーデオの消臭能力は、
これまでもたくさんのお客様より高い評価をいただいております。

犬を家で飼い始めてからトイレ等臭いが気になっていたため購入。
使用してみたところ、臭いが格段に無くなりました!



気になっていた猫の臭いがあっという間に消え去りました!!



新しいブルーデオS201は

消臭能力が3倍アップ!!



花粉やハウスダスト対策にもご愛用いただいております。

空気清浄機はたくさんもっていますが、一番効果があるようで
鼻をつまらせることが多かった子どもが気に入っていつも近くに置いています。



毎晩毎朝、目と鼻の痒みがかなり辛かったのですが、
それが軽減されていたのには、涙が出るほど嬉しかったです。




新しいブルーデオS201は

アレル物質除去能力・抗ウイルス能力がすごい!!

※上記お客様の声は、自社によるブルーデオS型(MC-S101)に関するアンケートより抜粋。 ※個人の感想であり、効能・効果を表すものではありません。

■光除菌フィルターの抗ウイルス試験(フィルターに付着したウイルスの減少試験)



試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター
識別番号：北環発2023_0034号(報告書番号)
試験ウイルス：付着した1種類のウイルス

試験方法：JIS R 1706(ファインセラミック・光触媒材料の抗ウイルス性試験方法を参考)
注1) 写真の白い部分が、ウイルスに感染した細胞(プラーク)です。
注2) 上記試験はいずれも実使用空間での実証効果を表すものではありません。